



VM936R Aidapt Lift Assist Cushion

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté lift Assist Cushion Aidapt. Si vous l'utilisez de manière appropriée, il vous donnera entière satisfaction pendant longtemps.

1. AVANT UTILISATION

Enlevez soigneusement l'emballage. Evitez l'utilisation de couteaux ou outils tranchants qui pourraient endommager la surface du produit. Vérifiez que le produit ne présente pas de défaut. Si tel est le cas, merci de contacter votre revendeur.

UTILISATION PRÉVUE

Ce coussin inclinable Aidapt est conçu pour aider l'utilisateur à se lever en toute douceur d'une chaise ou d'un fauteuil.

RÉGLAGE DU VÉRIN DE LEVAGE À GAZ

Retournez le coussin sur son côté. En dessous du coussin vous apercevrez une barre qui traverse les trois quarts de la base du coussin. Tirez sur la partie la plus large de la barre reliée au mécanisme de levage pour la libérer des dents de résistance. (Voir Fig. 1).



Fig. 1



Fig.2



Fig. 3

Déplacez le raccord à l'emplacement voulu et poussez jusqu'à ce que le raccord se positionne bien en place. (Voir Fig. 2 et 3). Le coussin inclinable est maintenant prêt à utiliser.

MODE D'EMPLOI

Placez le coussin inclinable sur votre chaise en vous assurant que la surface est horizontale, et libre de toute obstruction qui peut compromettre la stabilité du produit. Le coussin inclinable ne doit être utilisé qu'avec des chaises à accoudoirs. La partie rembourrée devrait idéalement surplomber le devant de la chaise. Asseyez-vous en vous assurant que votre poids est réparti uniformément sur la partie plate de l'assise du coussin. Le coussin inclinable vous aide à vous asseoir doucement dans votre chaise.

Lorsque vous utilisez le coussin pour vous relever et vous asseoir, vous devriez poser vos deux mains sur les accoudoirs et garder vos pieds à plat, écartés à la largeur des épaules. Pour sortir de la chaise, penchez légèrement vers l'avant et poussez avec les bras et les jambes. Le coussin inclinable s'incline pour vous aider à vous lever en douceur (voir Fig. 4).



Fig. 4.

N. B. Le Coussin Inclinable n'est pas recommandé pour un usage avec des fauteuils roulants, voitures, chaises longues ou des chaises dont les roues ne peuvent être verrouillées.



Fig. 5 – GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES DU COUSSIN LORSQUE VOUS ÊTES ASSISE.

2. AVERTISSEMENT – RISQUE DE COINCEMENT

- CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS.
- Lorsque vous vous asseyez et vous vous levez, prenez soin de garder vos bras/mains éloignés du mécanisme pour éviter de les coincer (voir Fig. 5).
- S'assurer que les objets, les animaux domestiques et les enfants sont éloignés du mécanisme lorsque vous vous asseyez.

3.NETTOYAGE

La housse du coussin d'assistance au levage est amovible et peut être lavée à la main à basse température en utilisant un détergent doux. Ne pas utiliser de détergent agressif type AJAX ni d'éponge abrasive car cela l'endommagerait. La faire ensuite sécher à plat loin de toute source de chaleur.

4.MAINTENANCE

Veuillez vérifier régulièrement l'état de votre produit ou si vous avez le moindre doute.

5.INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni représentation n'est fournie concernant ces informations.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant concernant l'assemblage et l'utilisation du produit.